

MILLIPORE CLARIGARD D00574V CARTRIDGE FILTER



SKU: D00574V | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MILLIPORE CLARIGARD D00574V CARTRIDGE FILTER

Part Number: D00574V



Especificaciones

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Marca | Millipore Clarigard |
| Modelo | D 005 7 4 V |
| Tipo | Cartridge Filter |
| Medida del Poro μ | 0.5 |
| Temperatura máxima de °C | 80 |
| Temperatura máxima de °F | 176 |
| Material | Polypropylene |
| O-Ring / juntas / | Fluoroelastomers |

Dimensiones / Pesos

| | |
|----------------------|-------|
| Longitud en pulgadas | 40 |
| Longitud en cm | 101.6 |
| Diámetro en pulgadas | Ø2.8 |
| Diámetro mm | Ø71.1 |

[Ver PDF](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO