



## MILLIPORE CLARIGARD D005F2T CARTRIDGE FILTER



**SKU:** D005F2T | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### MILLIPORE CLARIGARD D005F2T CARTRIDGE FILTER

Part Number: D005F2T



#### Especificaciones

Marca	Millipore Clarigard
Modelo	D 005 F 2 T
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro $\mu$	0.5
Temperatura máxima de °C	80
Temperatura máxima de °F	176
Material	Polypropylene
O-Ring / juntas /	PTFE encapsulated fluoroelastomers

#### Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	20
Longitud en cm	50.8
Diámetro en pulgadas	Ø2.8
Diámetro mm	Ø71.1

[Ver PDF](#)



## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECHNO