

## MILLIPORE CLARIGARD D005F3T CARTRIDGE FILTER



**SKU:** D005F3T | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### MILLIPORE CLARIGARD D005F3T CARTRIDGE FILTER

Part Number: D005F3T



#### Especificaciones

Marca	Millipore Clarigard
Modelo	D 005 F 3 T
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro $\mu$	0.5
Temperatura máxima de °C	80
Temperatura máxima de °F	176
Material	Polypropylene
O-Ring / juntas /	PTFE encapsulated fluoroelastomers

#### Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	30
Longitud en cm	76.2
Diámetro en pulgadas	Ø2.8
Diámetro mm	Ø71.1

[Ver PDF](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO