

## MILLIPORE CLARIGARD D005N0E CARTRIDGE FILTER



**SKU:** D005N0E | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### MILLIPORE CLARIGARD D005N0E CARTRIDGE FILTER

Part Number: D005N0E



#### Especificaciones

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Marca                    | Millipore Clarigard |
| Modelo                   | D 005 N 0 E         |
| Tipo                     | Cartridge Filter    |
| Medida del Poro $\mu$    | 0.5                 |
| Temperatura máxima de °C | 80                  |
| Temperatura máxima de °F | 176                 |
| Material                 | Polypropylene       |
| O-Ring / juntas /        | Ethylene propylene  |

#### Dimensiones / Pesos

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Longitud en pulgadas | 2     |
| Longitud en cm       | 5.1   |
| Diámetro en pulgadas | Ø2.8  |
| Diámetro mm          | Ø71.1 |

[Ver PDF](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO