



MILLIPORE CLARIGARD D005N1V CARTRIDGE FILTER



SKU: D005N1V | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MILLIPORE CLARIGARD D005N1V CARTRIDGE FILTER

Part Number: D005N1V



Especificaciones

Marca	Millipore Clarigard
Modelo	D 005 N 1 V
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro μ	0.5
Temperatura máxima de °C	80
Temperatura máxima de °F	176
Material	Polypropylene
O-Ring / juntas /	Fluoroelastomers

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	10
Longitud en cm	25.4
Diámetro en pulgadas	Ø2.8
Diámetro mm	Ø71.1

[Ver PDF](#)



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECHNO