

## MILLIPORE CLARIGARD D005N4S CARTRIDGE FILTER



**SKU:** D005N4S | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### MILLIPORE CLARIGARD D005N4S CARTRIDGE FILTER

Part Number: D005N4S



#### Especificaciones

Marca	Millipore Clarigard
Modelo	D 005 N 4 S
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro $\mu$	0.5
Temperatura máxima de °C	80
Temperatura máxima de °F	176
Material	Polypropylene
O-Ring / juntas /	Silicone

#### Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	40
Longitud en cm	101.6
Diámetro en pulgadas	Ø2.8
Diámetro mm	Ø71.1

[Ver PDF](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO