

MILLIPORE CLARIGARD D005P1V CARTRIDGE FILTER



SKU: D005P1V | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MILLIPORE CLARIGARD D005P1V CARTRIDGE FILTER

Part Number: D005P1V



Especificaciones

Marca	Millipore Clarigard
Modelo	D 005 P 1 V
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro μ	0.5
Temperatura máxima de °C	80
Temperatura máxima de °F	176
Material	Polypropylene
O-Ring / juntas /	Fluoroelastomers

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	10
Longitud en cm	25.4
Diámetro en pulgadas	Ø2.8
Diámetro mm	Ø71.1

[Ver PDF](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO