

MILLIPORE CLARIGARD D005P3E CARTRIDGE FILTER



SKU: D005P3E | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MILLIPORE CLARIGARD D005P3E CARTRIDGE FILTER

Part Number: D005P3E



Especificaciones

Marca	Millipore Clarigard
Modelo	D 005 P 3 E
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro μ	0.5
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{C}$	80
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{F}$	176
Material	Polypropylene
O-Ring / juntas /	Ethylene propylene

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	30
Longitud en cm	76.2
Diámetro en pulgadas	$\text{Ø}2.8$
Diámetro mm	$\text{Ø}71.1$

[Ver PDF](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO