

## MILLIPORE CLARIGARD D01074V CARTRIDGE FILTER



**SKU:** D01074V | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### MILLIPORE CLARIGARD D01074V CARTRIDGE FILTER

Part Number: D01074V



#### Especificaciones

Marca	Millipore Clarigard
Modelo	D 010 7 4 V
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro $\mu$	1.0
Temperatura máxima de °C	80
Temperatura máxima de °F	176
Material	Polypropylene
O-Ring / juntas /	Fluoroelastomers

#### Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	40
Longitud en cm	101.6
Diámetro en pulgadas	Ø2.8
Diámetro mm	Ø71.1

[Ver PDF](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO