

MILLIPORE CLARIGARD D010F2V CARTRIDGE FILTER



SKU: D010F2V | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MILLIPORE CLARIGARD D010F2V CARTRIDGE FILTER

Part Number: D010F2V



Especificaciones

Marca	Millipore Clarigard
Modelo	D 010 F 2 V
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro μ	1.0
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{C}$	80
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{F}$	176
Material	Polypropylene
O-Ring / juntas /	Fluoroelastomers

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	20
Longitud en cm	50.8
Diámetro en pulgadas	$\text{\O}2.8$
Diámetro mm	$\text{\O}71.1$

[Ver PDF](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO