

MILLIPORE CLARIGARD D010N0E CARTRIDGE FILTER



SKU: D010N0E | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MILLIPORE CLARIGARD D010N0E CARTRIDGE FILTER

Part Number: D010N0E



Especificaciones

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Marca | Millipore Clarigard |
| Modelo | D 010 N 0 E |
| Tipo | Cartridge Filter |
| Medida del Poro μ | 1.0 |
| Temperatura máxima de °C | 80 |
| Temperatura máxima de °F | 176 |
| Material | Polypropylene |
| O-Ring / juntas / | Ethylene propylene |

Dimensiones / Pesos

| | |
|----------------------|-------|
| Longitud en pulgadas | 2 |
| Longitud en cm | 5.1 |
| Diámetro en pulgadas | Ø2.8 |
| Diámetro mm | Ø71.1 |

[Ver PDF](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO