

## MILLIPORE CLARIGARD D010N1T CARTRIDGE FILTER



**SKU:** D010N1T | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### MILLIPORE CLARIGARD D010N1T CARTRIDGE FILTER

Part Number: D010N1T



#### Especificaciones

Marca	Millipore Clarigard
Modelo	D 010 N 1 T
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro $\mu$	1.0
Temperatura máxima de °C	80
Temperatura máxima de °F	176
Material	Polypropylene
O-Ring / juntas /	PTFE encapsulated fluoroelastomers

#### Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	10
Longitud en cm	25.4
Diámetro en pulgadas	Ø2.8
Diámetro mm	Ø71.1

[Ver PDF](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO