

## MILLIPORE CLARIGARD D03072T CARTRIDGE FILTER



**SKU:** D03072T | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### MILLIPORE CLARIGARD D03072T CARTRIDGE FILTER

Part Number: D03072T



#### Especificaciones

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Marca                    | Millipore Clarigard                |
| Modelo                   | D 030 7 2 T                        |
| Tipo                     | Cartridge Filter                   |
| Medida del Poro $\mu$    | 3.0                                |
| Temperatura máxima de °C | 80                                 |
| Temperatura máxima de °F | 176                                |
| Material                 | Polypropylene                      |
| O-Ring / juntas /        | PTFE encapsulated fluoroelastomers |

#### Dimensiones / Pesos

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Longitud en pulgadas | 20    |
| Longitud en cm       | 50.8  |
| Diámetro en pulgadas | Ø2.8  |
| Diámetro mm          | Ø71.1 |

[Ver PDF](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO