

## MILLIPORE CLARIGARD D030F1P CARTRIDGE FILTER



**SKU:** D030F1P | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### MILLIPORE CLARIGARD D030F1P CARTRIDGE FILTER

Part Number: D030F1P



#### Especificaciones

Marca	Millipore Clarigard
Modelo	D 030 F 1 P
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro $\mu$	3.0
Temperatura máxima de °C	80
Temperatura máxima de °F	176
Material	Polypropylene
O-Ring / juntas /	Polyethylene flat seal

#### Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	10
Longitud en cm	25.4
Diámetro en pulgadas	Ø2.8
Diámetro mm	Ø71.1

[Ver PDF](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO