

## MILLIPORE CLARIGARD D030F3V CARTRIDGE FILTER



**SKU:** D030F3V | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### MILLIPORE CLARIGARD D030F3V CARTRIDGE FILTER

Part Number: D030F3V



#### Especificaciones

Marca	Millipore Clarigard
Modelo	D 030 F 3 V
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro $\mu$	3.0
Temperatura máxima de °C	80
Temperatura máxima de °F	176
Material	Polypropylene
O-Ring / juntas /	Fluoroelastomers

#### Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	30
Longitud en cm	76.2
Diámetro en pulgadas	Ø2.8
Diámetro mm	Ø71.1

[Ver PDF](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO