

## MILLIPORE CLARIGARD D030N0E CARTRIDGE FILTER



**SKU:** D030N0E | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### MILLIPORE CLARIGARD D030N0E CARTRIDGE FILTER

Part Number: D030N0E



#### Especificaciones

Marca	Millipore Clarigard
Modelo	D 030 N 0 E
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro $\mu$	3.0
Temperatura máxima de °C	80
Temperatura máxima de °F	176
Material	Polypropylene
O-Ring / juntas /	Ethylene propylene

#### Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	2
Longitud en cm	5.1
Diámetro en pulgadas	Ø2.8
Diámetro mm	Ø71.1

[Ver PDF](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO