

MILLIPORE CLARIGARD D030N1T CARTRIDGE FILTER



SKU: D030N1T | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MILLIPORE CLARIGARD D030N1T CARTRIDGE FILTER

Part Number: D030N1T



Especificaciones

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Marca | Millipore Clarigard |
| Modelo | D 030 N 1 T |
| Tipo | Cartridge Filter |
| Medida del Poro μ | 3.0 |
| Temperatura máxima de °C | 80 |
| Temperatura máxima de °F | 176 |
| Material | Polypropylene |
| O-Ring / juntas / | PTFE encapsulated fluoroelastomers |

Dimensiones / Pesos

| | |
|----------------------|-------|
| Longitud en pulgadas | 10 |
| Longitud en cm | 25.4 |
| Diámetro en pulgadas | Ø2.8 |
| Diámetro mm | Ø71.1 |

[Ver PDF](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO