

MILLIPORE POLYGARD CN0371V06 POLYGARD CN FILTER



SKU: CN0371V06 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MILLIPORE POLYGARD CN0371V06 POLYGARD CN FILTER

Part Number: CN0371V06



Especificaciones

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Marca | Millipore Polygard |
| Tipo | Cartridge Filter |
| Medida del Poro μ | 0.3 |
| Temperatura máxima de °C | 80 |
| Temperatura máxima de °F | 176 |
| O-Ring / juntas / | fluoroelastomers |

Dimensiones / Pesos

| | |
|----------------------|----------|
| Longitud en pulgadas | 10.0 |
| Longitud en cm | 25.4 |
| Cantidad por caja | 6 pieces |

[Ver PDF](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO