

## MILLIPORE POLYGARD CN03F1V06 POLYGARD CN FILTER



**SKU:** CN03F1V06 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### MILLIPORE POLYGARD CN03F1V06 POLYGARD CN FILTER

Part Number: CN03F1V06



#### Especificaciones

Marca	Millipore Polygard
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro $\mu$	0.3
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{C}$	80
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{F}$	176
O-Ring / juntas /	fluoroelastomers

#### Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	10.0
Longitud en cm	25.4
Cantidad por caja	6 pieces

[Ver PDF](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO