

MILLIPORE POLYGARD CN03F1V06 POLYGARD CN FILTER



SKU: CN03F1V06 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MILLIPORE POLYGARD CN03F1V06 POLYGARD CN FILTER

Part Number: CN03F1V06



Especificaciones

Marca	Millipore Polygard
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro μ	0.3
Temperatura máxima de °C	80
Temperatura máxima de °F	176
O-Ring / juntas /	fluoroelastomers

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	10.0
Longitud en cm	25.4
Cantidad por caja	6 pieces

[Ver PDF](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO