

## MILLIPORE POLYGARD CN03F2V06 POLYGARD CN FILTER



**SKU:** CN03F2V06 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### MILLIPORE POLYGARD CN03F2V06 POLYGARD CN FILTER

Part Number: CN03F2V06



#### Especificaciones

Marca	Millipore Polygard
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro $\mu$	0.3
Temperatura máxima de °C	80
Temperatura máxima de °F	176
O-Ring / juntas /	fluoroelastomers

#### Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	20.0
Longitud en cm	50.8
Cantidad por caja	6 pieces

[Ver PDF](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO