

MILLIPORE POLYGARD CN1HM4V06 POLYGARD CN FILTER



SKU: CN1HM4V06 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MILLIPORE POLYGARD CN1HM4V06 POLYGARD CN FILTER

Part Number: CN1HM4V06



Especificaciones

Marca	Millipore Polygard
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro μ	10.0
Temperatura máxima de °C	80
Temperatura máxima de °F	176
O-Ring / juntas /	fluoroelastomers

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	4.0
Longitud en cm	10.2
Cantidad por caja	6 pieces

[Ver PDF](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO