

## MILLIPORE POLYGARD CN3HF3V06 POLYGARD CN FILTER



**SKU:** CN3HF3V06 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### MILLIPORE POLYGARD CN3HF3V06 POLYGARD CN FILTER

Part Number: CN3HF3V06



#### Especificaciones

Marca	Millipore Polygard
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro $\mu$	30.0
Temperatura máxima de °C	80
Temperatura máxima de °F	176
O-Ring / juntas /	fluoroelastomers

#### Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	30.0
Longitud en cm	76.2
Cantidad por caja	6 pieces

[Ver PDF](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO