

MILLIPORE POLYGARD CN5051T06 POLYGARD CN FILTER



SKU: CN5051T06 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MILLIPORE POLYGARD CN5051T06 POLYGARD CN FILTER

Part Number: CN5051T06



Especificaciones

| | |
|--|--------------------|
| Marca | Millipore Polygard |
| Tipo | Cartridge Filter |
| Medida del Poro μ | 5.0 |
| Temperatura máxima de $^{\circ}\text{C}$ | 80 |
| Temperatura máxima de $^{\circ}\text{F}$ | 176 |
| O-Ring / juntas / | PTFE |

Dimensiones / Pesos

| | |
|----------------------|----------|
| Longitud en pulgadas | 10.0 |
| Longitud en cm | 25.4 |
| Cantidad por caja | 6 pieces |

[Ver PDF](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO