

## MILLIPORE POLYGARD CN50F3S06 POLYGARD CN FILTER



**SKU:** CN50F3S06 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### MILLIPORE POLYGARD CN50F3S06 POLYGARD CN FILTER

Part Number: CN50F3S06



#### Especificaciones

|  |                    |
|--|--------------------|
| Marca                                    | Millipore Polygard |
| Tipo                                     | Cartridge Filter   |
| Medida del Poro $\mu$                    | 5.0                |
| Temperatura máxima de $^{\circ}\text{C}$ | 80                 |
| Temperatura máxima de $^{\circ}\text{F}$ | 176                |
| O-Ring / juntas /                        | Silicone           |

#### Dimensiones / Pesos

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Longitud en pulgadas | 30.0     |
| Longitud en cm       | 76.2     |
| Cantidad por caja    | 6 pieces |

[Ver PDF](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO