

## MILLIPORE POLYGARD CR2553V06 POLYGARD CR FILTER



**SKU:** CR2553V06 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### MILLIPORE POLYGARD CR2553V06 POLYGARD CR FILTER

Part Number: CR2553V06



#### Especificaciones

Marca	Millipore Polygard
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro $\mu$	25.0
Temperatura máxima de °C	80
Temperatura máxima de °F	176
O-Ring / juntas /	fluoroelastomers

#### Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	30.0
Longitud en cm	76.2
Cantidad por caja	6 pieces

[Ver PDF](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO