

MILLIPORE POLYGARD CR25F2C06 POLYGARD CR FILTER



SKU: CR25F2C06 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MILLIPORE POLYGARD CR25F2C06 POLYGARD CR FILTER

Part Number: CR25F2C06



Especificaciones

| | |
|--------------------------|---|
| Marca | Millipore Polygard |
| Tipo | Cartridge Filter |
| Medida del Poro μ | 25.0 |
| Temperatura máxima de °C | 80 |
| Temperatura máxima de °F | 176 |
| O-Ring / juntas / | Short length version with polypropylene end caps and cage, silicone |

Dimensiones / Pesos

| | |
|----------------------|----------|
| Longitud en pulgadas | 20.0 |
| Longitud en cm | 50.8 |
| Cantidad por caja | 6 pieces |

[Ver PDF](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO