

## MILLIPORE POLYGARD CR7503T06 POLYGARD CR FILTER



**SKU:** CR7503T06 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### MILLIPORE POLYGARD CR7503T06 POLYGARD CR FILTER

Part Number: CR7503T06



#### Especificaciones

Marca	Millipore Polygard
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro $\mu$	75.0
Temperatura máxima de °C	80
Temperatura máxima de °F	176
O-Ring / juntas /	PTFE

#### Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	30.0
Longitud en cm	76.2
Cantidad por caja	6 piezas

[Ver PDF](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO