

MILLIPORE POLYGARD CR75M0203 POLYGARD CR FILTER



SKU: CR75M0203 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MILLIPORE POLYGARD CR75M0203 POLYGARD CR FILTER

Part Number: CR75M0203



Especificaciones

Marca	Millipore Polygard
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro μ	75.0
Temperatura máxima de °C	80
Temperatura máxima de °F	176
O-Ring / juntas /	Silicone

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	2.0
Longitud en cm	5.1
Cantidad por caja	6 piezas

[Ver PDF](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO