



## MILLIPORE POLYGARD CR9901T06 POLYGARD CR FILTER



**SKU:** CR9901T06 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

COTECH 10



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### MILLIPORE POLYGARD CR9901T06 POLYGARD CR FILTER

Part Number: CR9901T06



#### Especificaciones

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Marca                    | Millipore Polygard |
| Tipo                     | Cartridge Filter   |
| Medida del Poro $\mu$    | 100.0              |
| Temperatura máxima de °C | 80                 |
| Temperatura máxima de °F | 176                |
| O-Ring / juntas /        | PTFE               |

#### Dimensiones / Pesos

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Longitud en pulgadas | 10.0     |
| Longitud en cm       | 25.4     |
| Cantidad por caja    | 6 pieces |

[Ver PDF](#)



## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECHNO