

MILLIPORE POLYGARD CR99F3P06 POLYGARD CR FILTER



SKU: CR99F3P06 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MILLIPORE POLYGARD CR99F3P06 POLYGARD CR FILTER

Part Number: CR99F3P06



Especificaciones

Marca	Millipore Polygard
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro μ	100.0
Temperatura máxima de °C	80
Temperatura máxima de °F	176
O-Ring / juntas /	Extended length version with polypropylene end caps and cage, silicone

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	30.0
Longitud en cm	76.2
Cantidad por caja	3 pieces

[Ver PDF](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO