

## MILLIPORE POLYGARD CR99F4P06 POLYGARD CR FILTER



**SKU:** CR99F4P06 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### MILLIPORE POLYGARD CR99F4P06 POLYGARD CR FILTER

Part Number: CR99F4P06



#### Especificaciones

Marca	Millipore Polygard
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro $\mu$	100.0
Temperatura máxima de °C	80
Temperatura máxima de °F	176
O-Ring / juntas /	Extended length version with polypropylene end caps and cage, silicone

#### Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	40.0
Longitud en cm	101.6
Cantidad por caja	3 pieces

[Ver PDF](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO