

## MILLIPORE POLYGARD CRA5M0203 POLYGARD CR FILTER



**SKU:** CRA5M0203 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### MILLIPORE POLYGARD CRA5M0203 POLYGARD CR FILTER

Part Number: CRA5M0203



#### Especificaciones

Marca	Millipore Polygard
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro $\mu$	0.5
Temperatura máxima de °C	80
Temperatura máxima de °F	176
O-Ring / juntas /	Silicone

#### Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	2.0
Longitud en cm	5.1
Cantidad por caja	6 pieces

[Ver PDF](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO