

MILLIPORE POLYGARD CRK1M0203 POLYGARD CR FILTER



SKU: CRK1M0203 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MILLIPORE POLYGARD CRK1M0203 POLYGARD CR FILTER

Part Number: CRK1M0203



Especificaciones

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Marca | Millipore Polygard |
| Tipo | Cartridge Filter |
| Medida del Poro μ | 0.1 |
| Temperatura máxima de °C | 80 |
| Temperatura máxima de °F | 176 |
| O-Ring / juntas / | Silicone |

Dimensiones / Pesos

| | |
|----------------------|----------|
| Longitud en pulgadas | 2.0 |
| Longitud en cm | 5.1 |
| Cantidad por caja | 6 pieces |

[Ver PDF](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO