

MILLIPORE POLYGARD CRW574006 POLYGARD-TRAP-FILTER



SKU: CRW574006 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MILLIPORE POLYGARD CRW574006 POLYGARD-TRAP-FILTER

Part Number: CRW574006



Especificaciones

Marca	Millipore Polygard
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro μ	5.0
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{C}$	80
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{F}$	176
O-Ring / juntas /	Silicone

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	40.0
Longitud en cm	101.6
Cantidad por caja	6 piezas

[Ver PDF](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO