

## MILLIPORE POLYGARD CRW5F1006 POLYGARD-TRAP-FILTER



**SKU:** CRW5F1006 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### MILLIPORE POLYGARD CRW5F1006 POLYGARD-TRAP-FILTER

Part Number: CRW5F1006



#### Especificaciones

Marca	Millipore Polygard
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro $\mu$	5.0
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{C}$	80
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{F}$	176
O-Ring / juntas /	Silicone

#### Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	10.0
Longitud en cm	25.4
Cantidad por caja	6 pieces

[Ver PDF](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO