

## MILLIPORE POLYGARD CRW5F4006 POLYGARD-TRAP-FILTER



**SKU:** CRW5F4006 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### MILLIPORE POLYGARD CRW5F4006 POLYGARD-TRAP-FILTER

Part Number: CRW5F4006



#### Especificaciones

|  |                    |
|--|--------------------|
| Marca                                    | Millipore Polygard |
| Tipo                                     | Cartridge Filter   |
| Medida del Poro $\mu$                    | 5.0                |
| Temperatura máxima de $^{\circ}\text{C}$ | 80                 |
| Temperatura máxima de $^{\circ}\text{F}$ | 176                |
| O-Ring / juntas /                        | Silicone           |

#### Dimensiones / Pesos

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Longitud en pulgadas | 40.0     |
| Longitud en cm       | 101.6    |
| Cantidad por caja    | 6 piezas |

[Ver PDF](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO