

## MILLIPORE POLYGARD CT01F0225 POLYGARD CT FILTER




**SKU:** CT01F0225 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### MILLIPORE POLYGARD CT01F0225 POLYGARD CT FILTER

Part Number: CT01F0225



#### Especificaciones

Marca	Millipore Polygard
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro $\mu$	1
Temperatura máxima de °C	80
Temperatura máxima de °F	176
O-Ring / juntas /	Polyethylene flat seal

#### Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	2.0
Longitud en cm	5.1
Cantidad por caja	25 pieces

[Ver PDF](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO