

MILLIPORE POLYGARD CT01F3025 POLYGARD CT FILTER




SKU: CT01F3025 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MILLIPORE POLYGARD CT01F3025 POLYGARD CT FILTER

Part Number: CT01F3025



Especificaciones

Marca	Millipore Polygard
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro μ	1
Temperatura máxima de °C	80
Temperatura máxima de °F	176
O-Ring / juntas /	Polyethylene flat seal

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	30.0
Longitud en cm	76.2
Cantidad por caja	25 pieces

[Ver PDF](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO