


MILLIPORE POLYGARD CT01FC525 POLYGARD CT FILTER




SKU: CT01FC525 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MILLIPORE POLYGARD CT01FC525 POLYGARD CT FILTER

Part Number: CT01FC525



Especificaciones

Marca	Millipore Polygard
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro μ	1
Temperatura máxima de °C	80
Temperatura máxima de °F	176
O-Ring / juntas /	Polyethylene flat seal

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	4 3/4
Longitud en cm	12.1
Cantidad por caja	25 pieces

[Ver PDF](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO