


## MILLIPORE POLYGARD CT05F1050 POLYGARD CT FILTER




**SKU:** CT05F1050 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### MILLIPORE POLYGARD CT05F1050 POLYGARD CT FILTER

Part Number: CT05F1050



#### Especificaciones

Marca	Millipore Polygard
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro $\mu$	5
Temperatura máxima de °C	80
Temperatura máxima de °F	176
O-Ring / juntas /	Polyethylene flat seal

#### Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	10.0
Longitud en cm	25.4
Cantidad por caja	50 pieces

[Ver PDF](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO