


MILLIPORE POLYGARD CT05F4C25 POLYGARD CT FILTER



SKU: CT05F4C25 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MILLIPORE POLYGARD CT05F4C25 POLYGARD CT FILTER

Part Number: CT05F4C25



Especificaciones

Marca	Millipore Polygard
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro μ	5
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{C}$	80
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{F}$	176
O-Ring / juntas /	Polyethylene flat seal

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	39.0
Longitud en cm	99.1
Cantidad por caja	25 pieces

[Ver PDF](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO