


## MILLIPORE POLYGARD CT05FC525 POLYGARD CT FILTER




**SKU:** CT05FC525 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### MILLIPORE POLYGARD CT05FC525 POLYGARD CT FILTER

Part Number: CT05FC525



#### Especificaciones

Marca	Millipore Polygard
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro $\mu$	5
Temperatura máxima de °C	80
Temperatura máxima de °F	176
O-Ring / juntas /	Polyethylene flat seal

#### Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	4 3/4
Longitud en cm	12.1
Cantidad por caja	25 pieces

[Ver PDF](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO