

MILLIPORE POLYGARD CT10F0250 POLYGARD CT FILTER




SKU: CT10F0250 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MILLIPORE POLYGARD CT10F0250 POLYGARD CT FILTER

Part Number: CT10F0250



Especificaciones

Marca	Millipore Polygard
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro μ	10
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{C}$	80
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{F}$	176
O-Ring / juntas /	Polyethylene flat seal

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	2.0
Longitud en cm	5.1
Cantidad por caja	50 pieces

[Ver PDF](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO