


## MILLIPORE POLYGARD CT10F1C25 POLYGARD CT FILTER




**SKU:** CT10F1C25 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### MILLIPORE POLYGARD CT10F1C25 POLYGARD CT FILTER

Part Number: CT10F1C25



#### Especificaciones

Marca	Millipore Polygard
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro $\mu$	10
Temperatura máxima de °C	80
Temperatura máxima de °F	176
O-Ring / juntas /	Polyethylene flat seal

#### Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	9 3/4
Longitud en cm	24.8
Cantidad por caja	25 pieces

[Ver PDF](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO