


## MILLIPORE POLYGARD CT10F2C25 POLYGARD CT FILTER




**SKU:** CT10F2C25 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### MILLIPORE POLYGARD CT10F2C25 POLYGARD CT FILTER

Part Number: CT10F2C25



#### Especificaciones

Marca	Millipore Polygard
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro $\mu$	10
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{C}$	80
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{F}$	176
O-Ring / juntas /	Polyethylene flat seal

#### Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	19 1/2
Longitud en cm	49.5
Cantidad por caja	25 piezas

[Ver PDF](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO