


## MILLIPORE POLYGARD CT10F3025 POLYGARD CT FILTER




**SKU:** CT10F3025 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### MILLIPORE POLYGARD CT10F3025 POLYGARD CT FILTER

Part Number: CT10F3025



#### Especificaciones

Marca	Millipore Polygard
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro $\mu$	10
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{C}$	80
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{F}$	176
O-Ring / juntas /	Polyethylene flat seal

#### Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	30.0
Longitud en cm	76.2
Cantidad por caja	25 piezas

[Ver PDF](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO