


MILLIPORE POLYGARD CT10F3C25 POLYGARD CT FILTER




SKU: CT10F3C25 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MILLIPORE POLYGARD CT10F3C25 POLYGARD CT FILTER

Part Number: CT10F3C25



Especificaciones

Marca	Millipore Polygard
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro μ	10
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{C}$	80
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{F}$	176
O-Ring / juntas /	Polyethylene flat seal

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	29 1/4
Longitud en cm	74.3
Cantidad por caja	25 piezas

[Ver PDF](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO