


MILLIPORE POLYGARD CT10F4C25 POLYGARD CT FILTER



SKU: CT10F4C25 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MILLIPORE POLYGARD CT10F4C25 POLYGARD CT FILTER

Part Number: CT10F4C25



Especificaciones

Marca	Millipore Polygard
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro μ	10
Temperatura máxima de °C	80
Temperatura máxima de °F	176
O-Ring / juntas /	Polyethylene flat seal

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	39.0
Longitud en cm	99.1
Cantidad por caja	25 pieces

[Ver PDF](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO