

## MILLIPORE POLYGARD CT10F4C25 POLYGARD CT FILTER



**SKU:** CT10F4C25 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### MILLIPORE POLYGARD CT10F4C25 POLYGARD CT FILTER

Part Number: CT10F4C25



#### Especificaciones

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Marca                                    | Millipore Polygard     |
| Tipo                                     | Cartridge Filter       |
| Medida del Poro $\mu$                    | 10                     |
| Temperatura máxima de $^{\circ}\text{C}$ | 80                     |
| Temperatura máxima de $^{\circ}\text{F}$ | 176                    |
| O-Ring / juntas /                        | Polyethylene flat seal |

#### Dimensiones / Pesos

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Longitud en pulgadas | 39.0      |
| Longitud en cm       | 99.1      |
| Cantidad por caja    | 25 pieces |

[Ver PDF](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO